



LLG-pH Meter 5

Opis produktu	pH-metr LLG jest bardzo łatwym w użyciu, ręcznym urządzeniem służącym do pomiarów pH/mV/°C. Wartości pH oraz temperatury mogą być bezpośrednio przechowywane na karcie SD (w postaci pliku Excel) lub przenoszone z miernika na komputer przez interfejs RS-232.	
Cechy	- Kombinowana żelowa elektroda pH z czujnikiem temperatury (ATR) - Duży, łatwy do odczytu wyświetlacz LCD - 3-punktowa kalibracja - kabel zasilający dł. 1 m - Złącze BNC, pasujące do wszystkich standardowych kart SD 1 do 16 GB Baterie należy zamawiać osobno (6 x 1,5 V AA) Opcjonalnie: kabel zasilający, kabel do podłączenia do komputera, oprogramowanie	
Dostawa obejmuje	pH-metr, elektrodę pH z czujnikiem temperatury, bufor pH=4 i pH=7, kartę SD 4 GB, walizkę transportową	
Specyfikacja	Zakres pomiaru:	0 ... 14,00 pH
	Rozdzielczość:	0,01 pH
	Dokładność:	±0,02 pH + 2d
	Warunki otoczenia:	0 ... 50 °C, max. 85 % r.F.
	Zakres temperatury elektrody:	0 ... 60 °C
	Wymiary (dł. x szer. x wys.):	177 x 68 x 45 mm
	Ciężar:	490 g
	Zasilanie:	6 x 1,5 V AA baterie / 9 V zasilacz sieciowy (opcjonalnie)
	Pamięć:	4 GB
	Klasa ochrony:	IP51
	Gwarancja:	3 lata (1 rok gwarancji na elektrodę)

Opis	Op.	Nr kat.
LLG-pH Meter 5, zestaw z elektrodą, czujnikiem temperatury, kartą SD i walizką transportową	1	6.263 691
Elektrodą + czujnikiem temperatury	1	6.263 692
Kartą SD 4GB	1	6.263 693
Walizką transportową	1	6.263 694
Kabel zasilający	1	6.263 695
Kabel do komputera	1	6.263 696
Oprogramowanie	1	6.263 697